

KERN 313-080-100

KERN

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 5 kg)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1+E2+F1
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 5 kg

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	420×200×200 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	5 kg

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×200×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	8 kg
Verzendgewicht	7,3 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761003217
REACH classificatie	geen verboden stoffen