

KERN 314-03

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 100 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Versandgewicht 0,9 kg

Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-030-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761003262

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	152×152×66 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	9
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-316
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-316

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	152×152×66 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	0,90 kg