

KERN 314-03

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 100 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-030-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761003262
REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	9
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsen

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-316
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-316

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg