

# KERN 314-044

**KERN**

Gewichtssatz, E2, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	313-052-400
---------------------------------	-------------

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761081086
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Art der Justierung	Polieren

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-317
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-317

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg