

KERN 314-044

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 200 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Verzendgewicht 0,94 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 313-052-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761081086
REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	11
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Type afstelling	Polijsen

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-317
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-317

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg