

# KERN 314-04

**KERN**

Gewichtenset, E2, 1 g - 200 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-040-100

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761003279  
REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	314

## Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	E2
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	152×152×66 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	11
Etui van gewichtenset	in een houten kist
Type afstelling	Polijsen

## Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-317
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-317

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	152×152×66 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Brutogewicht ca.	1,4 kg
Verzendgewicht	1,29 kg