

# KERN 314-086

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Versandgewicht 18 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-080-600

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761223165

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	314

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Polieren

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-321
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-321

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg