

KERN 316-03

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 5 g, Kompaktform, Edelstahl poliert



Kategorie	
Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem	
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,625
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0078
Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,05 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6900
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	9600

Bauform	
Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	8×13,2 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen	
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-333
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-333

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×13 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-030-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-030-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-030-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761094857
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

