

# KERN 317-02

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 g, Knopf, Edelstahl poliert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,25
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0031
Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	2 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,04 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6000
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	12000

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×10 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Polieren

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-332
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-332

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-020-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-020-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-020-100

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761312500
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

