

KERN 317-080-400

KERN

Kunststof etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 200 g)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Kunststof etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1, E2
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	200 g

Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	57×74 mm
Materiaal	kunststoffen
Etui - kleinst mogelijk gewicht	200 g
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	200 g

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	57×57×74 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761081383
REACH classificatie	geen verboden stoffen