

KERN 317-080-600

KERN

Aluminiumgeschütztes Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 200 g)



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Aluminiumgeschütztes Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M3
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt
Etui passend für Gewichtsnennwerte	200 g

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	70×77×80 mm
Material	Aluminium
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	200 g
Etui - Größtes mögliches Gewicht	200 g

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	70×77×80 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,18 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761222694
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration