

KERN 317-09

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 500 g, Knopf, Edelstahl poliert



Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung 921-339

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	38×38×63 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,50 kg
Versandgewicht	0,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-090-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-090-100

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	62,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,7813
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,8 mg

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	38×63 mm
Material	Edelstahl poliert

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-339
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-339