

KERN 317-11

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	125
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,5625
Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	1 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	48×82 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-341
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-341

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	48×48×82 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	317-110-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-110-600
Etui - Holz Artikelnummer	317-110-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761003705
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

