


# KERN 318-01



Milligrammgewicht, E2, 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

## Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0004
Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	170
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Gewicht OIML-Klasse	E2
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,006 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7960
OIML-konform	✓

## Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Material	Edelstahl poliert
Art der Justierung	Feilen

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-351
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-351

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-009-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-009-600
Etui - Holz Artikelnummer	338-090-200

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761240407
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

