


KERN 318-06

Milligrammgewicht, E2, 50 mg, Plättchen, Edelstahl poliert (OIML)

KERN



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-356
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-356
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-356

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	50 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0058
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0001
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,012 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	7,5×6×3 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	7,5×6×3 mm
Nettogewicht	0,00005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg