

KERN 323-026

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Nettogewicht ca.	0,65 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-020-600
--------------------------------	-------------

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-401
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-401
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-401

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,63 kg
Versandart	Paketdienst