

KERN 323-086

Gewichtssatz, F1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-080-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761223769

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	323

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-407
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-407

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	18 kg