

# KERN 324-044

Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	313-052-400
---------------------------------	-------------

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1080942
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-417
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-417

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Versandart	Paketdienst