

KERN 324-054

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Verzendgewicht 1,44 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 313-052-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761080935
REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	12
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-418
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-418

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg