

KERN 324-05

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 500 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-050-100

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761004450

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 500 g
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	230×180×110 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	12
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-418
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-418

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×180×110 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,2 kg
Versandgewicht	3,1 kg