

# KERN 324-05

**KERN**

Gewichtenset, F1, 1 g - 500 g, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-050-100

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761004450

REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

## Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 500 g
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	230×180×110 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	12
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-418
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-418

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×180×110 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,2 kg
Brutogewicht ca.	3,2 kg
Verzendgewicht	3,1 kg