

# KERN 324-064

Gewichtenset, F1, 1 g - 1 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Verzendgewicht 4 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 313-082-400

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761080928  
REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

## Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-419
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-419

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg