

KERN 324-074

KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	15
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-420
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-420

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Versandart	Paketdienst

Nettogewicht ca.	8 kg
Bruttogewicht ca.	8 kg
Versandgewicht	7,69 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	313-082-400
---------------------------------	-------------

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1080911
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION

