

KERN 324-074

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 2 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een kunststof koffer



Categorie

| | |
|------------------|-------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep | OIML F1 |
| Productfamilie | 324 |

Meetsysteem

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | ✓ |
| Testgewicht OIML klasse | F1 |
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 2 kg |
| OIML-conform | ✓ |

Ontwerp

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Afmetingen (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Materiaal | edelstaal gepolijst |
| Aantal gewichten | 15 |
| Etui van gewichtenset | in een kunststof koffer |
| Type afstelling | Afstelkamer - geschroefd |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-420 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-420 |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 350×320×180 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 8 kg |
| Brutogewicht ca. | 8 kg |

Verzendgewicht 7,69 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer 313-082-400

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761080911
REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

