

# KERN 324-076

**KERN**

Gewichtssatz, F1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,55 kg

## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	314-070-600
--------------------------------	-------------

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 122385 1
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkks-Kalibrierung	962-420
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-420

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg