

# KERN 324-076

**KERN**

Gewichtenset, F1, 1 g - 2 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in aluminium behuizing



## Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-070-600

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761223851

REACH classificatie geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

## Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Type afstelling	Afstelkamer - geschroefd

## Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-420
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-420

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg