

# KERN 324-07

**KERN**

Gewichtssatz, F1, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 313-070-100

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761004474

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

## Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	305×190×140 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	15
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-420
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-420

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	305×190×140 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	9,01 kg