

# KERN 324-084

# KERN

Gewichtssatz, F1, 1 g - 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	324

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl poliert
Anzahl Gewichte	16
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-421
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-421

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Versandart	Paketdienst

Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Versandgewicht	12,69 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	313-082-400
---------------------------------	-------------

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1080904
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

