

KERN 324-08

KERN

Gewichtenset, F1, 1 g - 5 kg, Knop, edelstaal gepolijst, in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 313-080-100

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761004481

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F1
Productfamilie	324

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	F1
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 5 kg
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	420×200×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal gepolijst
Aantal gewichten	16
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-421
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-421

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	420×200×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,81 kg