

# KERN 326-39

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 50 kg, Block, Edelstahl poliert



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	295×158×191 mm
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	nicht verfügbar
Etui - Aluminium Artikelnummer	346-090-600
Etui - Holz Artikelnummer	nicht verfügbar

## Piktogramme

## STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F1
Produktfamilie	326

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	✓
Prüfgewicht - Volumen	78,125
Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8730
Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F1
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	250 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	295×158×191 mm
Material	Edelstahl poliert

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-446
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
------------	-----