

# KERN 333-02

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-420-200

## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 404576 1005600

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

## Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F2
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 50 g
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	129×86×40 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Anzahl Gewichte	20
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAKKS-Kalibrierung	962-401
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-401

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×86×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,38 kg