

KERN 333-044

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Kunststoff-Etui



Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 313-052-400

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761005655

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F2
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Anzahl Gewichte	23
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoff-Etui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAKKS-Kalibrierung	962-403
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-403

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg