

KERN 333-044

KERN

Gewichtenset, F2, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in plastic geval



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	250x210x75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	23
Etui van gewichtenset	in plastic geval

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-403
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-403

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	250x210x75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	0,95 kg
Verzendgewicht	0,94 kg

Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-052-400
------------------------------	-------------

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761005655
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

