

# KERN 333-046

# KERN

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 200 g, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



## Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 313-040-600

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	190×130×80 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-403
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-403

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,1 kg