

# KERN 333-054

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 500 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in plastic geval



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

## Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 g
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	24
Etui van gewichtenset	in plastic geval

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-404
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-404

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,6 kg
Brutogewicht ca.	1,6 kg
Verzendgewicht	1,44 kg

## Optionele etuis

Etui - Plastic Artikelnummer	313-052-400
------------------------------	-------------

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761005693
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

