

KERN 333-08

Gewichtssatz, F2, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Holzetui



Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer 353-480-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 404576 1005747

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	333

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	F2
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	430×190×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Anzahl Gewichte	28
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-407
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-407

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	430×190×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	17,81 kg