

# KERN 333-08

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 mg - 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	333

## Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 5 kg
OIML-conform	✓

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	430×190×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	28
Etui van gewichtenset	in een houten kist

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-407
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-407

## Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	430×190×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	18 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	17,81 kg

## Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer	353-480-200
---------------------------	-------------

## Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761005747
REACH classificatie	geen verboden stoffen

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

