

KERN 334-076

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 2 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer 314-070-600

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 4045761224438
REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	F2
Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-420
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-420

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg