

# KERN 337-14

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht



## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	100×100×178 mm
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Bruttogewicht ca.	10 kg
Versandgewicht	10 kg

## Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer	347-140-400
Etui - Aluminium Artikelnummer	317-140-600
Etui - Holz Artikelnummer	337-140-200

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	1250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	15,625
Prüfgewicht - Dichte (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m <sup>3</sup> )	140
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
Prüfgewicht - Nennwert	10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	160 mg

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	100×178 mm
Material	Edelstahl feingedreht

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-444
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-444