

KERN 343-046

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761224629
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-603
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	313-040-600
--------------------------------	-------------