

KERN 343-04

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 200 g, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in een houten kist



Optionele etuis

Etui - Hout Artikelnummer 353-440-200

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer 404576 1007505

REACH classificatie geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 200 g
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	160×98×58 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Aantal gewichten	23
Etui van gewichtenset	in een houten kist

Diensten

Artikelnummer voor DAkks-kalibratie	962-603
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	160×98×58 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,17 kg