

KERN 343-086

KERN

Gewichtssatz, M1, 1 mg - 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761224599
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	343

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 5 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	460×260×200 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-607
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	460×260×200 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	18 kg
Versandgewicht	18 kg

Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer	313-080-600
--------------------------------	-------------