

KERN 343-086

KERN

Gewichtenset, M1, 1 mg - 5 kg, Knop, edelstaal fijn gedraaid, in aluminium behuizing



Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761224599
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML M1
Productfamilie	343

Meetsysteem

Testgewicht OIML klasse	M1
Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 5 kg
OIML-conform	✓

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	460×260×200 mm
Bouwworm gewicht	Knop
Materiaal	edelstaal fijn gedraaid
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-607
-------------------------------------	---------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	460×260×200 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Brutogewicht ca.	18 kg
Verzendgewicht	18 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	313-080-600
--------------------------------	-------------