

KERN 344-096

Gewichtssatz, M1, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht, im Aluminiumetui



Optionale Etuis

Etui - Aluminium Artikelnummer 314-090-600

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761224810

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	344

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 10 kg
OIML-konform	✓

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Edelstahl feingedreht
Anzahl Gewichte	17
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-622
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg
Versandgewicht	28 kg