

KERN 347-009-400

KERN

Kunststoff-Etui für Einzelgewichte (Knopf/Kompakt, 1 mg - 500 mg (einzeln))

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Kunststoff-Etui

Messsystem

Etui passend für OIML-Klassen	E1 - M2
Geeignete Bauform für Etui	Knopf/Kompakt
Etui passend für Gewichtsnennwerte	1 mg - 500 mg (einzeln)

Bauform

Abmessungen (Ø×H)	24×51 mm
Material	Kunststoff
Etui - Kleinstes mögliches Gewicht	1 mg
Etui - Größtes mögliches Gewicht	500 mg

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	24×24×51 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761008625
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration