


KERN 347-042-008

KERN

Gewichtskorb für Kontrollgewichte, justiert nach OIML-Klasse M1



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Koffer & Etuis
Produktgruppe	Gewichtskorb
Produktfamilie	347

Messsystem

Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	40 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,5 g
OIML-konform	✓

Bauform

Bauform Gewicht	Gewichtskorb
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	1000×500×500 mm
Material	Edelstahl

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-646
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	1000×500×500 mm
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	40 kg
Bruttogewicht ca.	40 kg
Versandgewicht	50 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	404576 1225022
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration