

# KERN 347-050-400

**KERN**

Kunststof etui voor afzonderlijke gewichten (Knopvormig/compactvormig, 10 g - 20 g)



## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Kunststof etui

### Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F1 - M3
Geschikt gewichtsontwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	10 g - 20 g

### Ontwerp

Afmetingen (Ø×H)	24×51 mm
Materiaal	kunststoffen
Etui - kleinst mogelijk gewicht	20 g
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	20 g

### Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	24×24×51 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

### Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761008694
REACH classificatie	geen verboden stoffen