

KERN 353-450-200

KERN

Houten etui voor gewichtensets (Knopvormig/compactvormig, 1 mg - 500 g)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Houten etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	F2 + M1 + M2
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Knopvormig/ compactvormig
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 g

Ontwerp

Afmetingen (BxDxH)	168x98x78 mm
Materiaal	beuken
Etui - kleinst mogelijk gewicht	1 mg
Etui - Hoogst mogelijke gewicht	500 g

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (BxDxH)	168x98x78 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,36 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761010697
REACH classificatie	geen verboden stoffen