

# KERN 362-98

**KERN**

Gewichtssatz, M3, 1 g - 5 kg, Edelstahl (1 g - 50 g) und Gusseisen lackiert ( $\geq 100$  g), Knopfform ( $\leq 50$  g,  $\geq 500$  g) und Zylinderform (100 g, 200 g), im Holzblock



## Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761011861
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	362

## Messsystem

Konformitätsbewertung möglich	no
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	390×150×70 mm
Bauform Gewicht	Knopf
Material	Gusseisen lackiert
Anzahl Gewichte	16
Etui des Gewichtssatzes	im Holzblock

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-621
--------------------------------------	---------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	390×150×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	14 kg
Bruttogewicht ca.	14 kg
Versandgewicht	13,2 kg

## Optionale Etuis

Etui - Holz Artikelnummer	362-980-300
---------------------------	-------------