

SAUTER CJ P4

KERN

Junction box voor de aansluiting van meerdere meetcellen op een analyse-eenheid



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	Sauter
Productcategorie	Meettechnische componenten
Productgroep	Verbindingsdoos
Productfamilie	CJ P

Meetsysteem

Aantal platforms / kanalen	4
----------------------------	---

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	135×65×38 mm
Materiaal	aluminium

Funcies

Bescherming IP - complete unit	IP65
--------------------------------	------

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	185×75×50 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,422 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761240643
REACH classificatie	geen verboden stoffen